



ASHA CEUs

Information and Notes Pages

“Uso de Dispositivos de Comunicacion Aumentativa y Alterna (CAA), Aplicaciones y Terapia de Lingraphica”

APPROVED PROVIDER  ASHA CONTINUING EDUCATION AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION	LingraphiCARE America is approved by the Continuing Education Board of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) to provide continuing education activities in speech-language pathology and audiology. See course information for number of ASHA CEUs, instructional level and content area. ASHA CE Provider approval does not imply endorsement of course content, specific products or clinical procedures.
--	--

This course is offered for .01 ASHA CEUs (Introductory level; Professional area).

Complete a 0.1 ASHA CEU Course

Speech-language pathologists (SLPs) are invited to participate in a one-hour ASHA-approved course offering, "Uso de Dispositivos de Comunicacion Aumentativa y Alterna (CAA), Aplicaciones y Terapia de Lingraphica." To be eligible to receive 0.1 ASHA CEUs (Introductory level), please see the guidelines below.

For more information about ASHA's most up-to-date eligibility criteria, go to the FAQ section of the ASHA CE website: <http://www.asha.org/CE/FAQs/>.

Course Description:

This course provided the scientific background of Lingraphica Speech Generating Devices, the clinical methodologies behind the design of our therapy platform, and a demonstration on identifying the appropriate tools for functional communication and therapy for clients.

Learning Outcomes:

By completing this course, participants will be able to:

1. Identify the scientific background of Lingraphica Speech-Generating Devices, online therapy, and apps;
2. Name the unique, research-based design elements of icons and icon behaviors to meet the needs of the neurologically impaired;
3. Perform the basic operations as well as advanced techniques of a Lingraphica Speech-Generating Device that are used in working clinically with persons with aphasia and other communication disorders;
4. Name and describe free apps and online therapy program available to help target articulation of speech, language, cognition, and serve basic AAC needs for clients;
5. Create icons and icon pages that facilitate purposeful, salient communication exchanges via AAC devices;
6. Describe the ways that Lingraphica offers support to the Clinician, person in need of AAC, and family members through specialized processes and programs.

Additional courses in the Applications of Technology track include:

- Using the Lingraphica Speech Generating Device: An Introductory Web Demo (Introductory, 0.05 ASHA CEUs)
- Using Lingraphica AAC Devices, Apps, and Therapy (Introductory, 0.1 ASHA CEUs)
- Lingraphica Technologies for Your Plan of Care (Introductory, 0.05 ASHA CEUs)
- Ethical Considerations for Bilingual AAC Patients with Aphasia (Introductory, 0.1 ASHA CEUs)
- Leveraging the 10 Principles of Neuroplasticity in AAC Device Training (Introductory, 0.05 ASHA CEUs)

Processing:

Online course completions are reported to ASHA quarterly. Please allow eight to ten weeks for processing. Lingraphica will issue a certificate of participation to each SLP who completes a CEU course.

For more information, or to start a device trial, contact: continuinged@lingraphica.com



Uso de Dispositivos de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), Aplicaciones y Terapia de Lingraphica



Consultor Clínico:
Angela Gamarra Rivera, MS, CCC-SLP

Su socio para la travesía como PHL

Divulgación de información financiera

Angela Gamarra Rivera es una empleada de Lingraphica, y por lo tanto recibe compensación financiera de la compañía Lingraphica



Objetivos de aprendizaje

- Identificar los antecedentes científicos de los dispositivos de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) de Lingraphica.
- Identificar elementos de diseño únicos, basados en la investigación de los iconos y los comportamientos de los iconos para satisfacer las necesidades de los impedimentos neurológicos.
- Realizar las operaciones básicas, así como las técnicas avanzadas de un dispositivo de CAA de Lingraphica que se utilizan en el trabajo clínico con pacientes con Afasia y otros trastornos de la comunicación.




Agenda

- Historia de Lingraphica
- Dispositivos de CAA de Lingraphica
- Aplicaciones:
 - "SmallTalk"
 - "TalkPath Suite"
- Taller de práctica
- Preguntas y Respuestas
- Material de Educación Continua (ASHA)




La Ciencia detrás de Lingraphica



Evolución de los Dispositivos de CAA de Lingraphica



Nuestros primeros dispositivo de CAA basados en computadora



 **Lingraphica®**

Nuestros dispositivos de CAA actuales



MiniTalk


AllTalk

TouchTalk

 **Lingraphica®**

Nuestros dispositivos de CAA actuales

- Portátil
- Específicamente para adultos
- Fáciles de usar
- Con apoyo ilimitado



 **Lingraphica®**

Diferenciando los iconos de Ligraphica

Foto



Imágenes de artículos de uso diario que son fáciles de reconocer

Dibujo




Dibujos que representan sustantivos y conceptos

Animación



Imágenes que se mueven y representan un verbo (acción)

Texto



Letras, palabras cortas, o números que no son fáciles de reconocer en láminas

Personalizado



Fotos personalizadas tomadas con la cámara incorporada



Diferenciando los iconos de Ligraphica



Página Personalizada



Escenas Visuales



cocina



Aplicaciones Gratuitas

Aplicaciones de Comunicación

- "SmallTalk Aphasia" – voz masculina en inglés
- "SmallTalk Aphasia" – voz femenina en inglés
- "Pain Scale"
- "Conversational Phrases"
- Frases de Conversación
- "Daily Activities"
- "Intensive Care"

SmallTalk



Aplicaciones de Video para practicar

- "Oral Motor Exercises"
- "Dysphagia"
- "Consonant Blends"
- "Common Phrases"
- "Days, Months, Dates"
- "Phonemes"
- "Letters, Numbers, Colors"



Lingraphica®


"SmallTalk Daily Activities"



Lingraphica®

Disfagia

SmallTalk



Lingraphica®

Oral Motor


 **SmallTalk**



 **Lingraphica®**

Herramienta de evaluación del Dispositivo de Lingraphica

- Coordinación mano-ojo
- Tareas de Campo visual
- Simulación del dispositivo
- Solicitud de una consulta



The screenshot shows the QuickAssess app interface. At the top, there's a title bar with the text "Order something to drink and eat". Below the title bar, there's a navigation bar with icons for home, back, forward, search, and list. The main content area displays a grid of food and drink items, each with a picture and a label: "I would like", "water", "food here", "orange juice", "All American Steak", "Club Sandwich", "Chicken Deluxe Salad", and "orange juice". At the bottom, there's a black button with the Apple logo and the text "Download on the App Store".



The Lingraphica logo, featuring a stylized 'L' icon and the word "Lingraphica" in a bold, sans-serif font.

[illegible][illegible]

Más de 13.500 tareas disponibles

- Hay cuatro categorías en el área de Lenguaje
- Hay tres categorías en el área de cognición
- Los niveles de dificultad pueden ir del 1 al 7 en algunas tareas

TalkPathTherapy



Lingraphica®

TalkPath Therapy

Separa la visualización del PHL de la del Cliente

Los PHL crean un plan personalizado desde su tablero.


Los clientes solo ven su plan personalizado.



Lingraphica®

TalkPath Therapy

Lenguaje: "Tell Me More"



Lingraphica®

TalkPath News

- 3 nuevos artículos salen cada día, 5 días de la semana, en 8 categorías.

- TalkPath News (Noticias) es una fuente de noticias en línea para individuos con dificultades lingüísticas o cognitivas que afectan su habilidad para leer, escuchar y / o comprender las noticias.

- TalkPath News Facebook Group

TalkPath News



Start reading at
talkpathnews.com

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

 **Lingraphica®**

Soporte gratuito de por vida

Entrenamiento y apoyo ilimitados para todas las ofertas de Lingraphica

Tanto si es entrenamiento para usted, sus clientes o sus cuidadores – es GRATIS

Soporte Técnico y Entrenamiento
8:30 a.m. - 8:00 p.m. ET
888-274-2742



 **Lingraphica®**

¿Qué hay nuevo en Lingraphica?

- **Aphasia Support Groups** – Faye Stillman
- **Communication Partner Training** – Brianne Kosch
- **ACE Program**



Achieve Communication Excellence



 **Lingraphica®**